

FRED EASYPORT PLUS

Defibrillatore compatto e potente per chiunque, in qualsiasi momento e ovunque




SCHILLER
The Art of Saving Lives

FRED EASYPORT PLUS

Il compagno di viaggio ideale

Il defibrillatore tascabile
SCHILLER FRED easyport
plus:

- Leggero 780 grammi,
46x150x143 mm (a XIX p)
- Disponibile come AED
First, Auto o Manual
- Opzioni di feedback CPR



FACILE DA TRASPORTARE

Come defibrillatore tascabile, FRED easyport plus pesa solo 780 grammi e combina le piccole dimensioni con grandi funzionalità.

È disponibile con borsa di trasporto, in versione standard o compatta, scelta in base agli accessori forniti con il defibrillatore.

EROGARE LA SCARICA NON APPENA NECESSARIO

FRED easyport esegue un'analisi rapida e prepara automaticamente l'energia necessaria, così da poter erogare la scarica immediatamente non appena il dispositivo la raccomanda.

FEEDBACK PER CPR

La sola defibrillazione non è sufficiente. Per mantenere un buon afflusso di ossigeno agli organi, la rianimazione cardiopolmonare (CPR) deve essere effettuata correttamente per ripristinare il corretto flusso ematico.

FRED easyport plus aiuta l'utilizzatore a eseguire le compressioni toraciche con la massima efficienza:

- Indicando la corretta profondità, velocità e rilascio
- Impostando un ritmo regolare mediante il metronomo

Quando si utilizza il sensore ARGUS LifePoint, il soccorritore riceve un'assistenza vocale e visiva attraverso messaggi a colori visualizzati sullo schermo durante le compressioni toraciche.

CONCETTO BATTERIA FLESSIBILE

Può essere utilizzato con una batteria ricaricabile o monouso. Il caricabatterie esterno può caricare due batterie contemporaneamente.



TRACCIAMENTO DELLE INFORMAZIONI

FRED easyport plus registra i dati degli interventi, consentendo al personale medico e ai medici di emergenza di ottenere una panoramica migliore della condizione del paziente.

- ❖ Qualità della CPR
- ❖ Curva ECG
- ❖ Curva impedenza
- ❖ Eventi

RECUPERO DELLE INFORMAZIONI

Grazie alle connessioni Wi-Fi e USB, i file salvati possono essere facilmente rivisti e gestiti con SEMA, la soluzione SCHILLER per l'archiviazione e l'analisi dei dati.

UN DISPOSITIVO PER OGNI ESIGENZA

FRED easyport plus è disponibile in tre versioni adatte ai diversi livelli di utenza.



AED FIRST

Il FRED easyport plus semiautomatico con l'involucro grigio richiede la conferma del soccorritore per erogare una scarica.

Una curva ECG può essere visualizzata sull'ampio display LCD a colori.



AED AUTO

Il FRED easyport plus completamente automatico non richiede alcuna azione da parte del soccorritore. Dopo aver analizzato il ritmo cardiaco, il dispositivo stabilisce se sia necessaria una scarica e, se necessario, la eroga automaticamente.

Una curva ECG può essere visualizzata sull'ampio display LCD a colori.



AED MANUAL

Distinguendosi per il suo involucro rosso, il FRED easyport plus manuale permette a medici e paramedici di passare alla modalità di defibrillazione manuale.

La visualizzazione dell'ECG sull'ampio display permette agli operatori sanitari di valutare rapidamente la necessità di una scarica e di procedere alla sua erogazione.



ELECTRODES

FRED PA-1

For Adults Pro Life Class 1
Type 2, CARDIOVIT AT-101 (easy)

RFID



SCHILLER
FRED easyport plus

PLUG AND APPLY ELECTRODES

00:00:04



2



3



COMPATTO E POTENTE

FRED easyport plus pesa solo 780 grammi ed eroga scariche fino a 200 joule. La tecnologia Multipulse Biowave assicura una scarica di defibrillazione efficace e sicura riducendo al minimo i danni al miocardio.

GUADAGNARE SECONDI PREZIOSI

Con gli elettrodi di defibrillazione pre-collegati, l'analisi del ritmo cardiaco inizia immediatamente, riducendo così il tempo fino all'erogazione della scarica.

MODALITÀ SEGNALE ECG

La modalità del segnale ECG a 2 derivazioni viene utilizzata quando la defibrillazione non è indicata, ma il ritmo cardiaco del paziente deve essere monitorato dal personale medico.

SEMPRE PRONTO

FRED easyport plus esegue automaticamente test di autocontrollo periodici per garantirne il corretto funzionamento, indicando lo stato operativo tramite il pulsante on/off lampeggiante.

TRASMISSIONE DATI AL SEMA

I dati degli interventi possono essere inviati tramite Wi-Fi o USB per la revisione da parte degli operatori sanitari.

PROGETTATO PER DURARE

Con grado di protezione IP44, FRED easyport plus è protetto contro gli spruzzi d'acqua.





DEFIBRILLATORE TASCABILE

FRED easyport plus misura solo 150 x 143 millimetri: questa foto mostra le sue dimensioni originali (1:1)!

ADATTO A TUTTI GLI AMBIENTI

FRED easyport plus è equipaggiato con un ampio display LCD a colori che adatta automaticamente la luminosità, garantendo una lettura chiara e immediata delle indicazioni.

MODALITÀ PEDIATRICA INTUITIVA

Mentre si utilizzano gli stessi elettrodi, basta premere questo pulsante per cambiare la modalità paziente.

FEEDBACK PER CPR

Il metronomo integrato imposta il ritmo corretto e guida il soccorritore durante l'intervento.

Inoltre, il sensore ARGUS LifePoint assiste il soccorritore con indicazioni vocali e visive sullo schermo per garantire compressioni toraciche efficaci.

INTERFACCIA UTENTE OTTIMIZZATA

Tre semplici passi con illustrazioni e istruzioni vocali per una chiara comprensione.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - İstanbul
 Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le ultime informazioni sulla disponibilità.

